

**COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ**

AVIS DE LA CNEDiMTS

5 décembre 2017

CONCLUSIONS**Produit : SOLO SMART, bioprothèse valvulaire aortique sans armature**

La Société LIVANOVA France SAS informe la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de santé (CNEDiMTS) d'erreurs de diamètre d'implantation supra-annulaire et de hauteur des références SOLO SMART répercutées dans l'avis du 11 juillet 2017.

Ainsi, dans l'avis du 11 juillet 2017 sur SOLO SMART, à la place du tableau :

Référence	A Diamètre d'implantation supra-annulaire (mm)	H Hauteur (mm)
ART19SMT	19	18
ART21SMT	21	20
ART23SMT	23	21
ART25SMT	25	22
ART27SMT	27	13

lire :

Référence	A Diamètre d'implantation supra-annulaire (mm)	H Hauteur (mm)
ART19SMT	21	18
ART21SMT	23	20
ART23SMT	25	21
ART25SMT	27	22
ART27SMT	29	23

Dont acte.