

**SYNTHÈSE D'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ**

CLINUTREN REPAIR, aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour supplémentation orale

Pas de progrès par rapport aux autres mélanges polymériques, hyperprotidiques et normoénergétiques

L'essentiel

- ▶ CLINUTREN REPAIR est un mélange polymérique, normoénergétique, hyperprotidique, enrichi en arginine et proline, en acides aminés précurseurs de collagène et en micronutriments.
- ▶ Il est destiné à la supplémentation orale de l'adulte dénutri ou à risque de dénutrition.
- ▶ CLINUTREN REPAIR n'apporte pas de progrès par rapport aux autres mélanges polymériques, hyperprotidiques, normoénergétiques de cette description générique (code LPPR 11575760).

Stratégie thérapeutique

- La prise en charge de la dénutrition s'appuie, selon les cas, sur différents moyens :
 - Renforcement du contenu énergétique et protidique de la prise alimentaire spontanée ;
 - Utilisation de nutriments par voie orale pour compléter les ingestions spontanées ;
 - Mise en œuvre d'une nutrition entérale ;
 - Nutrition parentérale.
- A domicile comme en milieu hospitalier, où elle a le plus souvent commencé, l'assistance nutritionnelle doit être graduée en fonction de la gravité de la dénutrition. La priorité absolue est de privilégier la voie orale, si possible avec l'aide de diététicien(ne)s, d'abord en optimisant et en adaptant l'alimentation orale spontanée, puis en instituant une complémentation orale avant d'envisager le recours à la nutrition artificielle.
- CLINUTREN REPAIR est un aliment spécifiquement destiné aux adultes dont la dénutrition ne peut être corrigée par l'alimentation normale.

Données cliniques

Aucune donnée clinique ne permet de différencier l'efficacité de CLINUTREN REPAIR de celle des autres compléments nutritionnels oraux normoénergétiques, hyperprotidiques chez des patients dénutris ou à risque de dénutrition.

Intérêt du dispositif

- Le service rendu (SR)* de CLINUTREN REPAIR est suffisant pour sa prise en charge à domicile par l'Assurance Maladie.
- Pour des patients dénutris ou à risque de dénutrition, CLINUTREN REPAIR n'apporte pas d'amélioration du service rendu (ASR V)** par rapport aux produits standards inscrits sous la description générique code LPPR 1157560 « Nutrition orale adulte, mélange polymérique, hyperprotidique, normoénergétique, 4 rations de 200 ml ».

Conditions particulières de prescription et d'utilisation

- CLINUTREN REPAIR a fait l'objet d'une recommandation identique à celle de l'ensemble des produits de supplémentation orale (cf. arrêté du 2 décembre 2009 - Journal officiel du 10 décembre 2009).

* Le service rendu par un dispositif médical (SR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de sa place dans la stratégie. La Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé de la HAS évalue le SR, qui peut être suffisant ou insuffisant pour que le dispositif médical soit pris en charge par l'Assurance maladie.

** L'amélioration du service attendu (ASR) correspond au progrès apporté par un dispositif médical par rapport aux traitements existants. La Commission d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la HAS évalue le niveau d'ASR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASR de niveau V (équivalent de « pas d'ASR ») signifie « absence de progrès ».



Ce document a été élaboré sur la base de l'avis de la Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé du 8 décembre 2009, disponible sur www.has-sante.fr